

Instructions

002



004



Operation and use method

1.002 How to turn on

- ※ Plug in the Android mobile phone data cable. After power on, the instrument enters the standby state, and the light indicator is always on.
- ※ Long press the "switch" key on the instrument for 1 second to start the machine, the instrument starts to work, the indicator is always on, and turn on conversion vibration massage.
- ※ The intensity of conversion vibration massage is divided into three grades, which will be automatically adjusted to the highest grade after startup. After startup, briefly press the "switch" key to adjust the gear.
- ※ Press and hold the "switch" key on the instrument for 1 second to turn it off.

2.002 How to connect the power supply

- ※ Please use the USB charging cable provided with the instrument to connect the mobile phone charger or charging treasure (the output voltage is 5V and the current is not greater than 1.5A). After power on, the light is on and the light is on after work.

3.002 Why doesn't the product have a charging adapter

- ※ The product supports universal Android USB data cable
- ※ Support the standard universal mobile phone adapter and powerbank on the market.
(Note: Output Voltage 5V, output current > 5A, recommended output current > = 1a)

1.004 How to turn on

- ※ Plug in the Android mobile phone data cable. After power on, the instrument enters the standby state, and the light indicator is always on.
- ※ Press the "switch" key on the instrument to start up, the instrument starts to work, the indicator light is always on, starts vibration massage, left and right massage, conversion vibration. ※ Press the "switch" key on the instrument to shut down.
- ※ During use, press the "+" key once to increase the strength by one gear, Each time you press the "-" key, the strength will be reduced by one gear. There are 3 gears in total. Please choose your own comfort intensity.

2.004 How to connect the power supply

- ※ Please use the USB charging cable provided with the instrument to connect the mobile phone charger or charging treasure (the output voltage is 5V and the current is not greater than 1.0A). After power on, the light of the indicator is on and the light is on after work.

3.004 Why doesn't the product have a charging adapter

- ※ The product supports universal Android USB data cable
- ※ Support the standard universal mobile phone adapter and powerbank on the market.
(Note: Output Voltage 5V, output current > 5A, recommended output current > = 1a)

Fonctionnement et mode d' utilisation

002



004



1.002 Comment activer

- ※ Branchez le câble de données du téléphone mobile Android. Après la mise sous tension, l'instrument passe en veille et le voyant est toujours allumé.
- ※ Appuyez longuement sur la touche " interrupteur " de l'instrument pendant 1 seconde pour démarrer la machine, l'instrument commence à fonctionner, l'indicateur est toujours allumé et le massage par vibration de conversion de est allumé.
- ※ Appuyez sur la touche " interrupteur " de l'instrument et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour
- ※ L'intensité de la conversion de , du massage par vibration est divisée en trois grades, qui seront automatiquement ajustés à la note la plus élevée après le démarrage. Après démarrage, appuyez brièvement sur la touche " interrupteur " pour régler la vitesse, l'éteindre.

2.002 Comment connecter l'alimentation électrique

- ※ Veuillez utiliser le câble de charge USB fourni avec l'instrument pour connecter le téléphone portable chargeur ou trésor de charge (la tension de sortie est de 5V et le courant n'est pas supérieur à 1.5A). Après la mise sous tension, le voyant est allumé et le voyant est allumé après le travail.

3.002 Pourquoi le produit n'a-t-il pas d'adaptateur de charge ?

- ※ Le produit prend en charge le câble de données USB Android universel
- ※ Prend en charge l'adaptateur de téléphone portable universel standard et la banque d'alimentation sur le marché. (Remarque : tension de sortie 5 V, courant de sortie > 5A, courant de sortie recommandé > = 1 a)

1.004 Comment activer

- ※ Branchez le câble de données du téléphone mobile Android. Après la mise sous tension, l'instrument passe en veille et le voyant est toujours allumé.
- ※ Appuyez sur la touche « interrupteur » sur le versement pour démarrer, l'instrument commence à fonctionner, l'indicateur La lumière est toujours allumée, démarre le massage par vibration, le massage gauche et droit, la vibration de conversion de .
- ※ Appuyez sur la touche « interrupteur » de l'instrument pour l'éteindre.
- ※ Pendant l'utilisation, appuyez une fois sur la touche « + » pour augmenter la force d'une vitesse, chaque fois que vous appuyez sur la touche« — », la force sera réduite d'un engrenage. Il y a 3 vitesses au total. S'il vous plaît choisir votre propre intensité de confort.

2.004 Comment connecter l'alimentation électrique

- ※ Veuillez utiliser le câble de charge USB fourni avec l'instrument pour connecter le téléphone portable chargeur ou trésor de charge (la tension de sortie est de 5 V et le courant n'est pas supérieur à 1.0 A). Après la mise sous tension, le voyant de l'indicateur est allumé et le voyant est allumé après le travail.

3.004 Pourquoi le produit n'a-t-il pas d'adaptateur de charge ?

- ※ Le produit prend en charge le câble de données USB Android universel
- ※ Prend en charge l'adaptateur de téléphone portable universel standard et la banque d'alimentation sur le marché. (Remarque : tension de sortie 5V, courant de sortie >5A, courant de sortie recommandé >=1a)

Funktions- und Verwendungsmethode

002



004



1.002 So schalten Sie es ein

- ※ Schließen Sie das Datenkabel des Android-Mobiltelofons an. Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den Standby-Modus und die Lichtanzeige leuchtet immer.
- ※ Halten Sie die "Switch"-Taste am Gerät 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät zu starten, das Gerät beginnt zu arbeiten, die eAnzeige leuchtet immer, und TUM schaltet umwandlungs- Nach Drücken Sie kurz die "Switch"-Taste, um den Gang einzustellen.
- ※ Vibrationsmassage ein.
- ※ Die Intensität der konversions-Vibrationsmassage ist unterteilt in drei Stufen, die nach dem Start automatisch auf die höchste Güte eingestellt werden.
- Halten Sie die "Schalter"-Taste am Instrument 1 Sekunde lang gedrückt, um es auszuschalten.

2.002 So schließen Sie das Netzteil an

- ※ Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel, um das Mobiltelefon anzuschließen Ladegerät oder Ladeschatz (die Ausgangsspannung beträgt 5 V und der Strom ist nicht größer als 1.5 A). Nach dem Einschalten leuchtet das Licht und nach der Arbeit leuchtet das e Licht.

3.002 Warum hat das Produkt keinen Ladeadapter?

- ※ Das Produkt unterstützt universelle Android-USB-Datenkabel
- ※ Unterstützen Sie den Standard-Universal-Handyadapter und die Powerbank auf dem Markt. (Hinweis: Ausgangsspannung 5V, Ausgangsstrom >5A, empfohlener Ausgangsstrom >=1A)

1.004 So schalten Sie es ein

- ※ Schließen Sie das Datenkabel des Android-Mobiltelofons an. Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den Standby-Modus und die Lichtanzeige leuchtet immer.
- ※ Drücken Sie die "Schalter"-Taste am Gerät, um das Gerät zu starten, das Gerät beginnt zu arbeiten, die e Anzeige leuchtet Das Licht ist immer an, startet die Vibrationsmassage, die linke und rechte Massage, die umwandlungsvibration.
- ※ Drücken Sie die "Schalter"-Taste am Gerät, um das Gerät herunterzufahren.
- ※ Drücken Sie während des Gebrauchs einmal die Taste "+", um die Stärke um einen Gang zu erhöhen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste " _ " wird die Stärke um einen Gang reduziert. Insgesamt gibt es 3 Gänge. Bitte wählen Sie Ihre eigenen Intensität.

2.004 So schließen Sie das Netzteil an

- ※ Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel, um das Mobiltelefon anzuschließen Ladegerät oder Ladeschatz (die Ausgangsspannung beträgt 5 V und der Strom ist nicht größer als 1.0 A). Nach dem Einschalten leuchtet das Licht der Anzeige und das e Licht nach der Arbeit.

3.004 Warum hat das Produkt keinen Ladeadapter?

- ※ Das Produkt unterstützt universelle Android-USB-Datenkabel
- ※ Unterstützen Sie den Standard-Universal-Handyadapter und die Powerbank auf dem Markt. (Hinweis: Ausgangsspannung 5V, Ausgangsstrom > 5A, empfohlener Ausgangsstrom > = 1A)

Modalità di funzionamento e utilizzo

002



004



1.002 Come accendere

- ※ Collegare il cavo dati del telefono cellulare Android. Dopo l'accensione, lo strumento entra in standby stato e l'indicatore luminoso è sempre acceso.
- ※ Premere a lungo il tasto "interruttore" sullo strumento per 1 secondo per avviare la macchina, lo strumento inizia a funzionare, l'indicatore è sempre acceso e attiva il massaggio a vibrazione a conversione di .
- ※ L'intensità del massaggio vibrazionale a conversione di e della divisa in tre gradi, che verranno automaticamente regolati al grado più alto dopo l'avvio. Dopo all'avvio, premere brevemente il tasto "interruttore" per regolare la marcia.
- ※ Tenere premuto il tasto "interruttore" sullo strumento per 1 secondo per spegnerlo.

2.002 Come collegare l'alimentatore

- ※ Si prega di utilizzare il cavo di ricarica USB fornito con lo strumento per collegare il telefono cellulare caricabatterie o tesoro di ricarica (la tensione di uscita è di 5 V e la corrente non è superiore a 1.5 A). Dopo l'accensione, la luce è accesa e la luce è accesa dopo il lavoro.

3.002 Perché il prodotto non dispone un adattatore di ricarica

- ※ Il prodotto supporta il cavo dati USB Android universale
- ※ Supporta l'adattatore universale standard per telefoni cellulari e powerbank sul mercato. (Nota: tensione di uscita 5 V, corrente di uscita > 5A, corrente di uscita consigliata > = 1 a)

1.004 Come accendere

- ※ Collegare il cavo dati del telefono cellulare Android. Dopo l'accensione, lo strumento entra in standby stato e l'indicatore luminoso è sempre acceso.
- ※ Premere il tasto "interruttore" sul pulsante per avviare, lo strumento inizia a funzionare, l'indicatore La luce è sempre accesa, avvia il massaggio a vibrazione, il massaggio sinistro e destro, la vibrazione di conversione di .
- ※ Premere il tasto "interruttore" sullo strumento per spegnerlo.
- ※ Durante l'uso, premere una volta il tasto "+" per aumentare la forza di una marcia, ogni volta che si preme il tasto "-", la forza sarà ridotta di una marcia. Ci sono 3 marce in totale. Si prega di scegliere il vostro propria intensità comfor .

2.004 Come collegare l'alimentatore

- ※ Si prega di utilizzare il cavo di ricarica USB fornito con lo strumento per collegare il telefono cellulare caricabatterie o tesoro di ricarica (la tensione di uscita è 5 V e la corrente non è superiore a 1.0 A). Dopo l'accensione, la luce dell'indicatore è accesa e la luce è accesa dopo il lavoro.

3.004 Perché il prodotto non dispone di un adattatore di ricarica

- ※ Il prodotto supporta il cavo dati USB Android universale
- ※ Supporta l'adattatore universale standard per telefoni cellulari e powerbank sul mercato. (Nota: tensione di uscita 5 V, corrente di uscita > 5A, corrente di uscita consigliata > = 1 a)

Funcionamiento y método de uso

002



004



1.002 Cómo encender

- ※ Conecte el cable de datos del teléfono móvil Android. Después de encenderlo, el instrumento entra en el modo de espera y el indicador de luz siempre está encendido.
- ※ Mantenga presionada la tecla "interruptor" en el instrumento durante 1 segundo para iniciar la máquina, el instrumento comienza a funcionar, el indicador siempre está encendido y el masaje de vibración de conversión de .
- ※ La intensidad de la conversión de , el masaje de vibración y la se dividen en tres grados, que se ajustarán automáticamente al grado más alto después del inicio. Después arranque, presione brevemente la tecla "Interruptor" para ajustar el engranaje.
- ※ Mantenga presionada la tecla "interruptor" en el instrumento durante 1 segundo para apagarlo.

2.002 Cómo conectar la fuente de alimentación

- ※ Utilice el cable de carga USB provisto con el instrumento para conectar el teléfono móvil cargador o tesoro de carga (el voltaje de salida es de 5 V y la corriente no es superior a 1.5 A). Después del encendido, la luz está encendida y la luz está encendida después del trabajo.

3.002 ¿Por qué el producto no tiene un adaptador de carga?

- ※ El producto es compatible con el cable de datos USB universal de Android
- ※ Admite el adaptador universal estándar para teléfonos móviles y el banco de energía en el mercado. (Nota: voltaje de salida de 5 V, corriente de salida > 5A, corriente de salida recomendada >=1 a)

1.004 Cómo encender

- ※ Conecte el cable de datos del teléfono móvil Android. Después de encenderlo, el instrumento entra en el modo de espera y el indicador de luz siempre está encendido.
- ※ Presione la tecla "interruptor" en el inslrment para comenzar, el instrumento comienza a funcionar, el indicador La luz siempre está encendida, comienza el masaje de vibración, el masaje izquierdo y derecho, la vibración de conversión de .
- ※ Presione la tecla "interruptor" en el instrumento para apagarlo.
- ※ Durante el uso, presione la tecla "+" una vez para aumentar la fuerza en un engranaje, cada vez que presione el botón "_", la fuerza se reducirá en una marcha. Hay 3 marchas en total. Por favor, elija su propia intensidad de comfor.

2.004 Cómo conectar la fuente de alimentación

- ※ Utilice el cable de carga USB provisto con el instrumento para conectar el teléfono móvil cargador o tesoro de carga (el voltaje de salida es de 5 V y la corriente no es superior a 1.0 A). Después del encendido, la luz del indicador se enciende y la luz se enciende después del trabajo.

3.004 ¿Por qué el producto no tiene un adaptador de carga?

- ※ El producto es compatible con el cable de datos USB universal de Android
- ※ Admite el adaptador universal estándar para teléfonos móviles y el banco de energía en el mercado. (Nota: voltaje de salida de 5 V, corriente de salida >5A, corriente de salida recomendada >=1 a)

操作と使用方法

002



004



1.002 電源を入れる方法

- ※アンドロイド携帯電話のデータケーブルを差し込みます。電源を入れた後、機器はスタンバイ状態に入り、指示灯は常に点灯します。
- ※機器上の「スイッチ」ボタンを1秒間長押しして機器を起動します。機器が作動を始め、指示灯は常に点灯し、変換振動マッサージがオンになります。
- ※変換振動マッサージの強度は3段階に分かれ、起動後に自動的に最高段階に調整されます。起動後、「スイッチ」ボタンを短押しでギアを調整できます。
- ※機器上の「スイッチ」ボタンを1秒間長押しして電源を切ります。

2.002 電源を接続する方法

- ※機器に付属のUSB充電ケーブルを使用して、携帯電話の充電器やモバイルバッテリー（出力電圧5V、電流1.5A以下）に接続してください。電源を入れた後、灯は点灯し、作業後にも灯は点灯します。

3.002 製品に充電アダプターがないのはなぜですか

- ※製品はユニバーサルアンドロイドUSBデータケーブルをサポートしています
- ※市販の標準ユニバーサル携帯電話アダプターやモバイルバッテリーをサポートしています。（注意：出力電圧5V、出力電流>5A、推奨出力電流>=1A）

1.004 電源を入れる方法

- ※アンドロイド携帯電話のデータケーブルを差し込みます。電源を入れた後、機器はスタンバイ状態に入り、指示灯は常に点灯します。
- ※機器上の「スイッチ」ボタンを押して起動します。機器が作動を始め、指示灯は常に点灯し、振動マッサージ、左右マッサージ、変換振動が始まります。
- ※機器上の「スイッチ」ボタンを押してシャットダウンします。
- ※使用中に「+」ボタンを一度押すれば強度は1段階増加し、毎回「-」ボタンを押すれば強度は1段階減少します。合計3段階あります。ご自身の快適な強度を選んでください。

2.004 電源を接続する方法

- ※機器に付属のUSB充電ケーブルを使用して、携帯電話の充電器やモバイルバッテリー（出力電圧5V、電流1.0A以下）に接続してください。電源を入れた後、指示灯の灯は点灯し、作業後にも灯は点灯します。

3.004 製品に充電アダプターがないのはなぜですか

- ※製品はユニバーサルアンドロイドUSBデータケーブルをサポートしています
- ※市販の標準ユニバーサル携帯電話アダプターやモバイルバッテリーをサポートしています。（注意：出力電圧5V、出力電流>5A、推奨出力電流>=1A）

Operation and brugsmåde

002



004



1.002 Hvordan tændes

- ※ Tilslut Android-mobiltelefonens datakabel. Efter tænding går instrumentet i standby-tilstand, og indikatorlampen er altid tændt.
- ※ Hold "switch"-tasten på instrumentet nede i 1 sekund for at starte apparatet, instrumentet begynder at arbejde, indikatorlampen er altid tændt, og aktiveres omvendt vibrationsmassage.
- ※ Intensiteten af omvendt vibrationsmassage er opdelt i tre niveauer, som efter start automatisk tilpasses til højeste niveau. Efter start tryk kort på "switch"-tasten for at justere gear.
- ※ Hold "switch"-tasten på instrumentet nede i 1 sekund for at slukke.

2.002 Hvordan tilsluttes strømforsyning

- ※ Brug den USB-opladningskabel, der følger med instrumentet, til at tilslutte mobiltelefon oplader eller opladningsbatteri (udgangspænding 5V og strøm ikke større end 1.5A). Efter tænding er indikatorlampen tændt, og lyser efter arbejde.

3.002 Hvorfor har produktet ingen oplader

- ※ Produktet understøtter almindelige Android USB-datakabler
- ※ Understøtter almindelige mobiltelefonoplader og opladningsbatterier på markedet. (Bemærk: Udgangspænding 5V, udgangsstrøm > 5A, anbefalet udgangsstrøm >= 1A)

1.004 Hvordan tændes

- ※ Tilslut Android-mobiltelefonens datakabel. Efter tænding går instrumentet i standby-tilstand, og indikatorlampen er altid tændt.
- ※ Tryk på "switch"-tasten på instrumentet for at starte, instrumentet begynder at arbejde, indikatorlampen er altid tændt, starter vibrationsmassage, venstre og højre massage, omvendt vibration.
- ※ Tryk på "switch"-tasten på instrumentet for at slukke.
- ※ Under brug tryk på "+"-tasten en gang for at øge styrken med et gear. Hver gang du trykker på "-"-tasten, reduceres styrken med et gear. Der er i alt 3 gear. Vælg din egen komfortabel intensitet.

2.004 Hvordan tilsluttes strømforsyning

- ※ Brug den USB-opladningskabel, der følger med instrumentet, til at tilslutte mobiltelefon oplader eller opladningsbatteri (udgangspænding 5V og strøm ikke større end 1.0A). Efter tænding er indikatorlampen tændt, og lyser efter arbejde.

3.004 Hvorfor har produktet ingen oplader

- ※ Produktet understøtter almindelige Android USB-datakabler
- ※ Understøtter almindelige mobiltelefonoplader og opladningsbatterier på markedet. (Bemærk: Udgangspænding 5V, udgangsstrøm > 5A, anbefalet udgangsstrøm >= 1A)

Operace a způsob použití

002



004



1.002 Jak zapnout

※ Zapojte datový kabel Android mobilního telefonu. Po zapnutí přístroj přejde do stavu pohotovosti a indikátor světla je zapnutý nepřetržitě.

※ Dlouhé stisknutí tlačítka "switch" na přístroji po dobu 1 sekundy spustí přístroj, přístroj začne pracovat, indikátor je zapnutý nepřetržitě a zapne konverzní vibrační masáž.

※ Intenzita konverzní vibrační masáže je rozdělena do tří stupňů, která se po spuštění automaticky nastaví na nejvyšší stupeň. Po spuštění krátké stisknutí tlačítka "switch" upraví rychlost.

※ Dlouhé stisknutí tlačítka "switch" na přístroji po dobu 1 sekundy vypne přístroj.

2.002 Jak připojit napájecí zdroj

※ Použijte USB nabíjecí kabel dodaný s přístrojem k připojení nabíječky mobilního telefonu nebo nabíjecí baterii (výstupní napětí je 5V a proud není větší než 1.5A). Po zapnutí je indikátor světla zapnutý a zapnutý po zahájení práce.

3.002 Proč výrobek nemá nabíjecí adaptér

※ Výrobek podporuje univerzální datový kabel USB Android

※ Podporuje standardní univerzální nabíječky mobilních telefonů a nabíjecí baterie na trhu.

(Poznámka: Výstupní napětí 5V, výstupní proud $\leq$ 5A, doporučený výstupní proud $\geq$ 1A)

1.004 Jak zapnout

※ Zapojte datový kabel Android mobilního telefonu. Po zapnutí přístroj přejde do stavu pohotovosti a indikátor světla je zapnutý nepřetržitě.

※ Stisknutí tlačítka "switch" na přístroji zahájí jeho činnost, přístroj začne pracovat, indikátor světla je zapnutý nepřetržitě, zahájí vibrační masáž, levou a pravou masáž, konverzní vibrace.

※ Stisknutí tlačítka "switch" na přístroji vypne přístroj.

※ Během použití, jednorázové stisknutí tlačítka "+" zvýší intenzitu jedním stupněm. Každým následujícím stisknutím tlačítka "-" intenzita se sníží jedním stupněm. Celkem jsou 3 stupně. Vyberte si vlastní pohodlnou intenzitu.

2.004 Jak připojit napájecí zdroj

※ Použijte USB nabíjecí kabel dodaný s přístrojem k připojení nabíječky mobilního telefonu nebo nabíjecí baterii (výstupní napětí je 5V a proud není větší než 1.0A). Po zapnutí je indikátor světla zapnutý a zapnutý po zahájení práce.

3.004 Proč výrobek nemá nabíjecí adaptér

※ Výrobek podporuje univerzální datový kabel USB Android

※ Podporuje standardní univerzální nabíječky mobilních telefonů a nabíjecí baterie na trhu.

(Poznámka: Výstupní napětí 5V, výstupní proud $\leq$ 5A, doporučený výstupní proud $\geq$ 1A)

Operation and användningsmetod

002



004



1.002 Hur man startar

※ Anslut Android-mobiltelefonens datakabel. Efter att ha slagit på, går instrumentet in i standby-läge, och ljusindikatorn är alltid på.

※ Håll ner "switch"-tangenten på instrumentet i 1 sekund för att starta maskinen. Instrumentet börjar arbeta, indikatorn är alltid på, och startar konverteringsvibrationmassage.

※ Intensiteten av konverteringsvibrationmassage är indelad i tre nivåer, som kommer att automatiskt ställas in på högsta nivå efter start. Efter start, tryck kort på "switch"-tangenten för att ställa in växeln.

※ Håll ner "switch"-tangenten på instrumentet i 1 sekund för att slå av.

2.002 Hur man ansluter strömförsörjningen

※ Använd den USB-laddningskabel som följer med instrumentet för att ansluta mobiltelefonladdaren eller laddningsbank (utgångsspänningen är 5V och strömstyrka inte större än 1.5A). Efter att ha slagit på, är ljuset på, och ljuset är på efter arbete.

3.002 Varför har produkten ingen laddningsadapter

※ Produkten stöder universell Android USB-datakabel

※ Stödjer standard universell mobiltelefonadapter och laddningsbank på marknaden.

(Notera: Utgångsspänning 5V, utgångsström $>$ 5A, rekommenderad utgångsström $\geq$ 1A)

1.004 Hur man startar

※ Anslut Android-mobiltelefonens datakabel. Efter att ha slagit på, går instrumentet in i standby-läge, och ljusindikatorn är alltid på.

※ Tryck på "switch"-tangenten på instrumentet för att starta upp. Instrumentet börjar arbeta, indikatorljuset är alltid på, börjar vibrationmassage, vänster- och högermassage, konverteringsvibration.

※ Tryck på "switch"-tangenten på instrumentet för att stänga av.

※ Under användning, tryck på "+"-tangenten en gång för att öka styrkan med en växel. Varje gång du trycker på "-"-tangenten, kommer styrkan att minskas med en växel. Totalt finns det 3 växlar. Välj din egen komfortnivå.

2. Hur man ansluter strömförsörjningen

※ Använd den USB-laddningskabel som följer med instrumentet för att ansluta mobiltelefonladdaren eller laddningsbank (utgångsspänningen är 5V och strömstyrka inte större än 1.0A). Efter att ha slagit på, är indikatorljuset på, och ljuset är på efter arbete.

3.004 Varför har produkten ingen laddningsadapter

※ Produkten stöder universell Android USB-datakabel

※ Stödjer standard universell mobiltelefonadapter och laddningsbank på marknaden.

(Notera: Utgångsspänning 5V, utgångsström $>$ 5A, rekommenderad utgångsström $\geq$ 1A)

Operacja i metoda użycia

002



004



1.002 Jak włączyć

- ※ Podłącz kabel danych do telefonu Android. Po włączeniu urządzenie wchodzi w stan gotowości, a wskaźnik świetlny jest stale zapalony.
- ※ Trzymajcie przycisk "switch" na urządzeniu przez 1 sekundę, aby uruchomić urządzenie. Urządzenie zaczyna pracować, wskaźnik jest stale zapalony, i uruchamia masaż drgania konwersyjnego.
- ※ Intensywność masażu drgania konwersyjnego jest podzielona na trzy stopnie, który automatycznie jest dostosowany do najwyższego stopnia po uruchomieniu. Po uruchomieniu, krótko naciśnijcie przycisk "switch", aby dostosować bieg.
- ※ Trzymajcie przycisk "switch" na urządzeniu przez 1 sekundę, aby wyłączyć.

2.002 Jak podłączyć zasilanie

- ※ Użyj kabla USB ładowania dołączonego do urządzenia, aby podłączyć ładowarkę telefonu lub bankę ładowania (napięcie wyjściowe jest 5V, a prąd nie większy niż 1.5A). Po włączeniu światło jest zapalone i świeci po rozpoczęciu pracy.

3.002 Dlaczego produkt nie ma ładowarki

- ※ Produkt obsługuje uniwersalny kabel USB Android
- ※ Obsługuje standardową uniwersalną ładowarkę telefonu i bankę ładowania dostępne na rynku. (Uwaga: Napięcie wyjściowe 5V, prąd wyjściowy > 5A, zalecany prąd wyjściowy >= 1A)

1.004 Jak włączyć

- ※ Podłącz kabel danych do telefonu Android. Po włączeniu urządzenie wchodzi w stan gotowości, a wskaźnik świetlny jest stale zapalony.
- ※ Naciśnij przycisk "switch" na urządzeniu, aby uruchomić urządzenie. Urządzenie zaczyna pracować, wskaźnik świetlny jest stale zapalony, zaczyna masaż drgania, masaż lewe-prawe, konwersyjne drganie.
- ※ Naciśnij przycisk "switch" na urządzeniu, aby wyłączyć.
- ※ Podczas użytkowania, naciśnij raz przycisk "+" aby zwiększyć intensywność o jeden bieg. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk "-", intensywność zostanie zmniejszona o jeden bieg. Istnieje łącznie 3 biegi. Wybierz sobie komfortową intensywność.

2.004 Jak podłączyć zasilanie

- ※ Użyj kabla USB ładowania dołączonego do urządzenia, aby podłączyć ładowarkę telefonu lub bankę ładowania (napięcie wyjściowe jest 5V, a prąd nie większy niż 1.0A). Po włączeniu światło wskaźnika jest zapalone i świeci po rozpoczęciu pracy.

3.004 Dlaczego produkt nie ma ładowarki

- ※ Produkt obsługuje uniwersalny kabel USB Android
- ※ Obsługuje standardową uniwersalną ładowarkę telefonu i bankę ładowania dostępne na rynku. (Uwaga: Napięcie wyjściowe 5V, prąd wyjściowy > 5A, zalecany prąd wyjściowy >= 1A)

Operation and gebruiksmethode

002



004



1.002 Hoe te schakelen

- ※ Sluit de Android-telefoondatacabel aan. Na het inschakelen, gaat het instrument in standbymodus en blijft de indicatorlamp altijd aan.
- ※ Houdt de "switch"-toets op het instrument gedurende 1 seconde ingedrukt om de machine te starten, het instrument begint te werken, de indicatorlamp blijft altijd aan, en activeert vibratie-massage met omschakeling.
- ※ Deintensiteit van de vibratie-massage met omschakeling is verdeeld in drie niveaus, die automatisch na het opstarten worden aangepast naar het hoogste niveau. Na het opstarten, druk kort op de "switch"-toets om de versnelling te wijzigen.
- ※ Houdt de "switch"-toets op het instrument gedurende 1 seconde ingedrukt om het uit te schakelen.

2.002 Hoe de stroomvoorziening te aansluiten

- ※ Gebruik de USB-oplaadkabel die bij het instrument is meegeleverd om de mobiele telefoonladen of oplaadboks (de uitgangsspanning is 5V en de stroom niet groter dan 1.5A) te aansluiten. Na het inschakelen, gaat de lamp aan en blijft de lamp aan na het werk.

3.002 Waarom het product geen oplader heeft

- ※ Het product ondersteunt universele Android USB-datacabel
- ※ Ondersteunt de universele mobiele telefoonadapter en powerbank die op de markt verkrijgbaar zijn. (Opmerking: Uitgangsspanning 5V, uitgangstroom > 5A, aanbevolen uitgangstroom >= 1A)

1.004 Hoe te schakelen

- ※ Sluit de Android-telefoondatacabel aan. Na het inschakelen, gaat het instrument in standbymodus en blijft de indicatorlamp altijd aan.
- ※ Druk op de "switch"-toets op het instrument om het op te starten, het instrument begint te werken, de indicatorlamp blijft altijd aan, start vibratie-massage, linker-en rechtermassage, omschakelende vibratie.
- ※ Druk op de "switch"-toets op het instrument om het uit te schakelen.
- ※ Tijdens het gebruik, druk één keer op de "+"-toets om de intensiteit met één versnelling te verhogen. Elke keer dat je op de "-"-toets drukt, wordt de intensiteit met één versnelling verminderd. Er zijn in totaal 3 versnellingen. Kies uw eigen comfortabele intensiteit.

2.004 Hoe de stroomvoorziening te aansluiten

- ※ Gebruik de USB-oplaadkabel die bij het instrument is meegeleverd om de mobiele telefoonladen of oplaadboks (de uitgangsspanning is 5V en de stroom niet groter dan 1.0A) te aansluiten. Na het inschakelen, gaat de lamp van de indicator aan en blijft de lamp aan na het werk.

3.004 Waarom het product geen oplader heeft

- ※ Het product ondersteunt universele Android USB-datacabel
- ※ Ondersteunt de universele mobiele telefoonadapter en powerbank die op de markt verkrijgbaar zijn. (Opmerking: Uitgangsspanning 5V, uitgangstroom > 5A, aanbevolen uitgangstroom >= 1A)

Operation and use method

002



004



1.002 Hogyan kapcsoljuk be

※Csatlakoztassuk az Android mobiltelefon adatkábel. A bekapcsolás után az eszköz készenléti állapotba lép, és a fényjelző folyamatosan világít.

※Hosszabban nyomjuk az eszközön lévő "kapcsoló" gombot 1 másodpercig a gép elindításához, az eszköz kezd működni, a jelző folyamatosan világít, és bekapcsol az átalakító rezgésmasszázs.

※Az átalakító rezgésmasszázs intenzitása három fokozatban van, amelyek elindítás után automatikusan állítják át a legmagasabb fokozatba. Elindítás után röviddel nyomjuk az "kapcsoló" gombot a fokozat módosításához.

※Hosszabban nyomjuk az eszközön lévő "kapcsoló" gombot 1 másodpercig a kikapcsoláshoz.

2.002 Hogyan csatlakoztassuk az áramszolgáltatást

※Kérjük, használjunk az eszköz melléjletében érkező USB töltőkábel a mobiltelefon töltőjéhez vagy töltőtárhelyéhez való csatlakoztatásra (a kimeneti feszültség 5V, az áramérték nem nagyobb 1.5A-nál). Bekapcsolás után a fény világít, és a munka után is világít.

3.002 Miért nincs töltőadapter az termékben

※A termék támogatja az univerzális Android USB adatkábel

※Támogatja a piacon elérhető univerzális mobiltelefon töltőadapert és töltőtárhelyt.

(Megjegyzés: Kimeneti feszültség 5V, kimeneti áramérték >5A, ajánlott kimeneti áramérték >=1A)

1.004 Hogyan kapcsoljuk be

※Csatlakoztassuk az Android mobiltelefon adatkábel. A bekapcsolás után az eszköz készenléti állapotba lép, és a fényjelző folyamatosan világít.

※Nyomjuk az eszközön lévő "kapcsoló" gombot az elindításához, az eszköz kezd működni, a jelzőfény folyamatosan világít, bekapcsol az rezgésmasszázs, balra-jobbra masszáz, átalakító rezgés.

※Nyomjuk az eszközön lévő "kapcsoló" gombot a kikapcsoláshoz.

※Használat közben nyomjuk egyszer a "+" gombot az intenzitás egy fokozatos növeléséhez.

Minden alkalommal, amikor nyomjuk a "-" gombot, az intenzitás egy fokozatos csökkent.

Összesen 3 fokozat van. Kérjük, válasszuk a saját kényelmi intenzitásunkat.

2.004 Hogyan csatlakoztassuk az áramszolgáltatást

※Kérjük, használjunk az eszköz melléjletében érkező USB töltőkábel a mobiltelefon töltőjéhez vagy töltőtárhelyéhez való csatlakoztatásra (a kimeneti feszültség 5V, az áramérték nem nagyobb 1.0A-nál). Bekapcsolás után a jelzőfény világít, és a munka után is világít.

3.004 Miért nincs töltőadapter az termékben

※A termék támogatja az univerzális Android USB adatkábel

※Támogatja a piacon elérhető univerzális mobiltelefon töltőadapert és töltőtárhelyt.

(Megjegyzés: Kimeneti feszültség 5V, kimeneti áramérték > 5A, ajánlott kimeneti áramérték >= 1A)

Οιδεία και μέθοδος χρήσης

002



004



1.002 Πώς να το ανοίξετε

※Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων του κινητού Android. Αφού ενεργοποιηθεί, το όργανο εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής, και το δείκτης φωτός είναι πάντα ενεργοποιημένο.

※Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο "switch" του όργανου για 1 δευτερόλεπτο για να το ενεργοποιήσετε, το όργανο αρχίζει να λειτουργεί, το δείκτης φωτός είναι πάντα ενεργοποιημένο, και ενεργοποιείται το σεισμικό μασάζ μετατροπής.

※Η ένταση του σεισμικού μασάζ μετατροπής διαιρείται σε τρεις βαθμίδες, η οποία θα προσαρμοστεί αυτόματα στην υψηλότερη βαθμίδα μετά την εκκίνηση. Μετά την εκκίνηση, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο "switch" για να προσαρμόσετε τη ταχύτητα.

※Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο "switch" του όργανου για 1 δευτερόλεπτο για να το απενεργοποιήσετε.

2.002 Πώς να συνδέσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

※Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB που παρέχεται με το όργανο για να συνδέσετε το φορτιστή κινητού ή το portable battery pack (η τάση εξόδου είναι 5V και το ρεύμα δεν είναι μεγαλύτερο από 1.5A). Αφού ενεργοποιηθεί, το φως είναι ενεργοποιημένο και το φως είναι ενεργοποιημένο μετά την εργασία.

3.002 Γιατί το προϊόν δεν έχει προσαρμογέα φόρτισης

※Το προϊόν υποστηρίζει το καθολικό καλώδιο δεδομένων USB Android

※Υποστηρίζει το καθολικό προσαρμογέα κινητού και το portable battery pack στην αγορά. (Σημείωση: Τάση εξόδου 5V, ρεύμα εξόδου > 5A, συνιστώμενο ρεύμα εξόδου >= 1A)

1.004 Πώς να το ανοίξετε

※Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων του κινητού Android. Αφού ενεργοποιηθεί, το όργανο εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής, και το δείκτης φωτός είναι πάντα ενεργοποιημένο.

※Πατήστε το πλήκτρο "switch" του όργανου για να το ενεργοποιήσετε, το όργανο αρχίζει να λειτουργεί, το δείκτης φωτός είναι πάντα ενεργοποιημένο, αρχίζει το σεισμικό μασάζ, μασάζ αριστεράς και δεξιάς, μετατροπή σεισμικό.

※Πατήστε το πλήκτρο "switch" του όργανου για να το απενεργοποιήσετε.

※Κατά τη διάρκεια της χρήσης, πατήστε το πλήκτρο "+" μία φορά για να αυξήσετε την ένταση με μία ταχύτητα.

Κάθε φορά που πατήσετε το πλήκτρο "-", η ένταση θα μειωθεί με μία ταχύτητα. Υπάρχουν 3 ταχύτητες συνολικά.

Παρακαλώ επιλέξτε την ένταση που σας είναι άνετη.

2.004 Πώς να συνδέσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

※Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης USB που παρέχεται με το όργανο για να συνδέσετε το φορτιστή κινητού ή το portable battery pack (η τάση εξόδου είναι 5V και το ρεύμα δεν είναι μεγαλύτερο από 1.0A). Αφού ενεργοποιηθεί, το φως του δείκτης φωτός είναι ενεργοποιημένο και το φως είναι ενεργοποιημένο μετά την εργασία.

3.004 Γιατί το προϊόν δεν έχει προσαρμογέα φόρτισης

※Το προϊόν υποστηρίζει το καθολικό καλώδιο δεδομένων USB Android

※Υποστηρίζει το καθολικό προσαρμογέα κινητού και το portable battery pack στην αγορά. (Σημείωση: Τάση εξόδου 5V, ρεύμα εξόδου > 5A, συνιστώμενο ρεύμα εξόδου >= 1A)

مادخت سالاو لي غشتلا قيرط

002



1.002 لي غشت قيفي ك

- ※ يفا ءادالا لخنت ، لي غشتلا دعب . Android ماظنبا لمعي يذلا لومحما فتاهلا تانايب لباك لي صوتب مق امئاد لي غشتلا ديق رمحالا عوضلا رشومو ، قلاحل دادعتسالا عضو
- ※ انبني ءادالا ، زاهجلا لي غشتا عنبلا ءيناث 1 قءمل زاهجلا ىلع "لي دببلا" حاتفم ىلع قلاوط قءفلا طغضا جالغلاو ددرتلا لي وحت زازتلا كليلدت ىلع مونتو ، امئاد لي غشتلا ديق قرزالا رشوملاو ، لمعلا يفا ءارمحلا تحت ءعشالاب يغي بطلا
- ※ ، تاچرد ثالث ىلا ءارمحلا تحت ءعشالاب يغي بطلا جالغلاو ددرتلا لي وحت زازتلا كليلدت قءش مسقنت قءفلا طغضا ، لي غشتلا عنب دعب . لي غشتلا عنب دعب ءجرد ىلع ىلا ايئاقلا امل يدعت متيس يئلاو سررتلا طببضل "لي دببلا" حاتفم ىلع قري چو قو
- ※ . هلي غشت فاقيا ل ءيناث 1 قءمل زاهجلا ىلع "لي دببلا" حاتفم ىلع رارحتسالا عم طغضا

2.002 ققلا رءصم لي صوت قيفي ك

- ※ نحلل زنك و انحلل لومحما فتاهلا لي صوتل زاهجلا عم قفرملا USB نحلل لباك مادختسا چري
- ※ عيضيو رمحالا عوضلا عيضي ، لي غشتلا دعب . (ريبم 1.5 ن ديزي ال رايئلاو تلوف 5 چرخلا دهج) لمعلا دعب قرزالا عوضلا

3.002 نحلل لومح ىلع جتنملا يوتحي ال اءامل

- ※ Android ماظنبا يملعلا USB تانايب لباك جتنملا معدي
- ※ قوسلا يفا ققلا لنبو يسايقلا يملعلا لومحما فتاهلا لومح مء
- ※ (ا = 1 > هب يصوملا جارخالا رايئ ، ريبم ا يللم 500 > جارخالا رايئ ، تلوف 5 جارخالا دهج :ققلا م)

1.004 لي غشت قيفي ك

- ※ ءادالا لخنت ، لي غشتلا دعب . Android ماظنبا لمعي يذلا لومحما فتاهلا تانايب لباك لي صوتب مق امئاد لي غشتلا ديق رمحالا عوضلا رشومو ، قلاحل دادعتسالا عضو يفا قرزالا رشوملا ، لمعلا يفا ءادالا انبنت ، لي غشتلا عنبلا inslrment يفا "لي دببلا" حاتفم ىلع طغضا ددرتلا لي وحت زازتلا ، نميالاو رسيالا كليلدتلا ، زازتلا كليلدت انبني ، ىلع امئاد عوضلا
- ※ . لي غشتلا فاقيا ل زاهجلا ىلع دوچوملا "لي دببلا" حاتفم ىلع طغضا
- ※ طغضت قرم لك يفا ، دحاو سرت راقمب قوقلا ءدايقل قءحاو قرم "+" حاتفم ىلع طغضا ، مادختسالا ءانثا ءاچرلا . عومجملا يفا سورب 3 كانه . دحاو سرت راقمب قوقلا ليلقت متيس ، "-" حاتفم رزلا ىلع اءيف
- ※ . قءاشك قءلا روفمبك رايئلا

2.004 ققلا رءصم لي صوت قيفي ك

- ※ نحلل زنك و انحلل لومحما فتاهلا لي صوتل زاهجلا عم قفرملا USB نحلل لباك مادختسا چري
- ※ رشوملا رمحالا عوضلا عيضي ، لي غشتلا دعب . (ريبم 1.0 ن ديزي ال رايئلاو تلوف 5 چرخلا دهج) لمعلا دعب قرزالا عوضلا عيضيو

3.004 نحلل لومح ىلع جتنملا يوتحي ال اءامل

- ※ Android ماظنبا يملعلا USB تانايب لباك جتنملا معدي
- ※ قوسلا يفا ققلا لنبو يسايقلا يملعلا لومحما فتاهلا لومح مء
- ※ (ا = 1 > هب يصوملا جارخالا رايئ ، ريبم ا يللم 500 > جارخالا رايئ ، تلوف 5 جارخالا دهج :ققلا م)

작동 및 사용 방법

002



004



1.002 켜기 방법

- ※ 안드로이드 휴대폰 데이터 케이블을 연결하십시오. 전원을 켜르면 기기가 대기 상태로 진입하고, 표시등은 항상 켜져 있습니다.
- ※ 기기의 "스위치" 키를 1초간 長按하여 기계를 시동시키면, 기기가 작동을 시작하고, 표시등은 항상 켜져 잡니다. 컨버전 움직임 마사지가 켜집니다.
- ※ 컨버전 움직임 마사지의 강도는 3단계로 나누어져 있고, 시동 후 자동으로 최고 등급으로 조정됩니다. 시동 후 "스위치" 키를 참참 누르면 기어를 조정할 수 있습니다.
- ※ 기기의 "스위치" 키를 1초간 長按하여 끄십시오.

2.002 전원 연결 방법

- ※ 기기와 함께 제공되는 USB 충전 케이블을 이용하여 휴대폰 충전기 또는 충전보쌔(출력전압 5V, 전류 1.5A 이하)에 연결하십시오. 전원을 켜르면 잡은 등이 켜지고, 작동 후에도 켜져 있습니다.

3.002 제품에 충전 어댑터가 없는 이유

- ※ 이 제품은 범용 Android USB 데이터 케이블을 지원합니다.
- ※ 시장에 판매중인 표준 보편 휴대폰 어댑 및 폴더뱅크를 지원합니다.
- ※ (참고: 출력전압 5V, 출력전류 > 5A, 권장 출력전류 >= 1A)

1.004 켜기 방법

- ※ 안드로이드 휴대폰 데이터 케이블을 연결하십시오. 전원을 켜르면 기기가 대기 상태로 진입하고, 표시등은 항상 켜져 잡니다.
- ※ 기기의 "스위치" 키를 누르면 시동이 켜지고, 기기가 작동을 시작하고, 표시등은 항상 켜져 잡니다. 움직임 마사지, 좌우 마사지, 컨버전 움직임이 켜집니다.
- ※ 기기의 "스위치" 키를 누르면 셋다운이 켜집니다.
- ※ 사용 도중 "+" 키를 한번 누르면 힘이 1기어로 증가됩니다. "-" 키를 누를 때마다 힘은 1기어로 감소됩니다. 총 3기어가 존재합니다. 자신의 쾌적한 강도를 선택하십시오.

2.004 전원 연결 방법

- ※ 기기와 함께 제공되는 USB 충전 케이블을 이용하여 휴대폰 충전기 또는 충전보쌔(출력전압 5V, 전류 1.0A 이하)에 연결하십시오. 전원을 켜르면 잡은 등이 켜지고, 작동 후에도 켜져 잡니다.

3.004 제품에 충전 어댑터가 없는 이유

- ※ 본 제품은 범용 Android USB 데이터 케이블에 대응하고 있습니다.
- ※ 시중에 나와 있는 표준 범용 휴대폰 어댑터와 보조 배터리를 지원합니다.
- ※ (참고: 출력 전압 5V, 출력 전류 > 5A, 권장 출력 전류 >= 1a)

Modo de Operação e Utilização

002



004



1.002 Como Ligar

- ※ Conecte o cabo de dados do telemóvel Android. Após ligar a energia, o instrumento entra no estado de espera e o indicador luminoso fica sempre aceso.
- ※ Pressione e mantenha pressionada a tecla "interruptor" do instrumento por 1 segundo para iniciar a máquina. O instrumento começa a funcionar, o indicador fica sempre aceso e ativa a massagem por vibração de conversão.
- ※ A intensidade da massagem por vibração de conversão é dividida em três níveis, que serão automaticamente ajustados ao nível mais alto após o arranque. Após o arranque, pressione brevemente a tecla "interruptor" para ajustar a velocidade/nível.
- ※ Pressione e mantenha pressionada a tecla "interruptor" do instrumento por 1 segundo para desligá-lo.

2.002 Como Conectar a Fonte de Alimentação

- ※ Utilize o cabo de carga USB fornecido com o instrumento para conectar o carregador de telemóvel ou bateria portátil (a tensão de saída é de 5V e a corrente não é superior a 1,5A). Após ligar a energia, a luz está acesa e permanece acesa após o trabalho.

3.002 Porque é que o produto não tem um adaptador de carga

- ※ O produto suporta o cabo de dados USB universal para Android
 - ※ Suporta o adaptador de telemóvel universal padrão e as baterias portáteis disponíveis no mercado.
- (Nota: Tensão de saída 5V, corrente de saída > 5A, corrente de saída recomendada >= 1A)

1.004 Como Ligar

- ※ Conecte o cabo de dados do telemóvel Android. Após ligar a energia, o instrumento entra no estado de espera e o indicador luminoso fica sempre aceso.
- ※ Pressione a tecla "interruptor" do instrumento para iniciar, o instrumento começa a funcionar, o indicador luminoso fica sempre aceso, começa a massagem por vibração, massagem esquerda e direita, vibração de conversão.
- ※ Pressione a tecla "interruptor" do instrumento para desligá-lo.
- ※ Durante a utilização, pressione uma vez a tecla "+" para aumentar a intensidade num nível. Cada vez que pressionar a tecla "-", a intensidade diminuirá num nível. Existem 3 níveis no total. Escolha a intensidade que lhe for mais confortável.

2.004 Como Conectar a Fonte de Alimentação

- ※ Utilize o cabo de carga USB fornecido com o instrumento para conectar o carregador de telemóvel ou bateria portátil (a tensão de saída é de 5V e a corrente não é superior a 1,0 A). Após ligar a energia, a luz do indicador está acesa e permanece acesa após o trabalho.

3.004 Porque é que o produto não tem um adaptador de carga

- ※ O produto suporta o cabo de dados USB universal para Android
 - ※ Suporta o adaptador de telemóvel universal padrão e as baterias portáteis disponíveis no mercado.
- (Nota: Tensão de saída 5V, corrente de saída > 5A, corrente de saída recomendada >= 1A)